

**Tkmid<sup>®</sup>**







# Single-use Medical Face Mask For Children

EN14683:2019+AC:2019 Type I

3-lagig mit Ohrenband  
3 Layers With earloop  
3 couches avec contour d'oreille  
3 strati con clip per l'orecchio  
3 vrstvy se sluchátkem  
3 lag med øreprop



**BFE ≥95%**  
**50 PCS**  
**14.5cmx9.5cm**

-  Medizinische Einweg-Gesichtsmaske
-  Single-use Medical Face Mask
-  Masque facial médical à usage unique
-  Maschera medica monouso
-  Jednorázová lékařská maska na obličej
-  Engangs medicinsk ansigtsmaske



MedPath GmbH


Mies - van - der - Rohe - Strasse 8 , 80807 Munich , Germany



Anhui Tiankang Medical Technology Co., Ltd

No.228 Weiyi Road Development Zone

Tianchang City 239300 Anhui China



	<u>Gebrauchsanweisung</u>	<u>Instruction of use</u>	<u>Instruction d'utilisation</u>	<u>Istruzioni per l'uso</u>	<u>Návod k použití</u>	<u>Brugsanvisning</u>
1.	Blaue Seite nach außen, mästen Sie die Maske und hängen Sie beide Seiten der Maske über Ihre Ohren.	Blue side outwards, fatten the mask, and hang both sides of the mask over your ears.	Côté bleu vers l'extérieur, engraissez le masque et accrochez les deux côtés du masque sur vos oreilles.	Lato blu verso l'esterno, ingrassa la maschera e appendi entrambi i lati della maschera sulle orecchie.	Modrá strana ven, masku vykrmujte a obě strany masky zavěste na uši.	Blå side udad, fæd masken, og hæng begge sider af masken over dine ører.
2.	Drücken Sie den Metallstreifen fest gegen die Nase, um ein direktes Einatmen von Luft zu verhindern.	Press the metal strip tightly against the nose to prevent direct inhalation of air.	Appuyez fermement la bande métallique contre le nez pour éviter l'inhalation directe d'air.	Premere saldamente la striscia di metallo contro il naso per prevenire l'inalazione diretta di aria.	Pevně přitlačte kovový pásek na nos, abyste zabránili přímému vdechování vzduchu.	Tryk metalstjmlen tæt mod næsen for at forhindre direkte indånding af luft.
3.	Bitte ziehen Sie die Maske an die untere Stirn und zeigen Sie sofort die stereoskopische Atempause an.	Please pull the mask to the lower forehead and immediately display stereoscopic breathing space.	Veuillez tirer le masque vers le bas du front et afficher immédiatement l'espace respiratoire stéréoscopique.	Si prega di tirare la maschera sulla fronte inferiore e visualizzare immediatamente lo spazio di respirazione stereoscopico.	Vytáhněte masku do dolního čela a okamžitě zobrazte dýchací prostor stereoscopie.	Træk masken til den nedre pande, og vis straks stereoscopie-åndedræt.

Hauptbestandteile: Vliesstoff, Meltblown Stoff, Vliesstoffband	Main ingredients: non-woven fabric; meltblown fabric; non-woven fabric strap
Ingrédients principaux: tissu non tissé, tissu soufflé par fusion; sangle en tissu non tissé	Ingredienti principali: tessuto non tessuto, tessuto meltblown; cinturino in tessuto non tessuto
Hlavní přísady: netkaná textilie; foukaná textilie; popruh z netkané textilie	Hovedingredienser: ikke-vævet stof; smelteblæst stof; ikke-vævet stofrem

**Das** Produkt sollte in einer nicht korrosiven Gas, trocken, gute belüfteten und sauberen Umgebung gelagert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Von Feuer und brennbaren Material fernhalten.

The product should be stored in a non-corrosive gas, dry, well-ventilated and clean environment. Avoid direct sunlight. Keep away from fire and combustible materials.

Le produit doit être stocké dans un environnement gazeux non corrosif, sec, bien ventilé et propre. Évitez la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart du feu et des matériaux combustibles.

Il prodotto deve essere conservato in un gas non corrosivo, asciutto, ben ventilato e pulito. Evita la luce solare diretta. Tenere lontano dal fuoco e dai materiali combustibili.

Produkt by měl být skladován v nekorozivním plynu, v suchém, dobře větraném a čistém prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před ohněm a hořlavými materiály.

Produktet skal opbevares i en ikke-ætsende gas, i et tørt, godt ventileret og rent miljø. Undgå direkte sollys. Holdes væk fra ild og brændbare materialer.

LOT 201003

10.2020

10.2023

### **Verwendungszweck**

Das Produkt soll die Übertragung von Infektionskrankheiten begrenzen Agenten zwischen Personal und Patienten während chirurgischer Eingriffe und andere medizinische Einstellungen mit ähnlichen Anforderungen.

### **Intended use**

The product intended to limit the transmission of infective agents between staff and patients during surgical procedures and other medical settings with similar requirements.

### **Utilisation conforme**

Le produit destiné à limiter la transmission de agents entre le personnel et les patients pendant les interventions chirurgicales et d'autres milieux médicaux avec des exigences similaires.

### **Destinazione d'uso**

Il prodotto ha lo scopo di limitare la trasmissione di infezioni agenti tra il personale e i pazienti durante le procedure chirurgiche e altre strutture mediche con requisiti simili.

### **Zamýšlené použití**

Produkt zamýšlel omezit přenos infekce agentů mezi personálem a pacienty během chirurgických zákroků a další zdravotnická zařízení s podobnými požadavky.

### **Anvendelsesformål**

Produktet er beregnet til at begrænse smitteoverførslen agenser mellem personale og patienter under kirurgiske procedurer og andre medicinske indstillinger med lignende krav.

#### **Vorsichtsmaßnahmen**

- Das Produkt ist wegwerfbar, nicht steril und ein Jahr gültig. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch das Verfallsdatum des Produkts. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
- Für den einmaligen Gebrauch. Keine Wiederverwendung.
- Wenn Sie eine Einwegmaske richtig tragen, sollten Sie die Maske ersetzen, wenn Sie Geruch riechen oder sich kurzatmig fühlen. Wenn die Maske beschädigt, feucht oder schmutzig ist, sollten Sie sie sofort ersetzen.
- Verwendete Masken sollten gemäß den Anforderungen von Krankenhäusern und Umweltschutzabteilungen entsorgt werden.
- Verwenden Sie keine Maske, die geteilt, aufgelöst oder mit Fremdkörpern versehen ist.

#### **Caution**

- The product is disposable, non-sterile and valid for three years. Before use, please pay attention to the expiration date of the product. Do not use after expiration.
- For single use only. No reuse.
- When wearing a disposable mask correctly, you should replace the mask when you smell odor or feel short of breath; if the mask is damaged, humid or dirty, you should replace it immediately.
- Used masks should be disposed of in accordance with the requirements of hospitals and environmental protection departments.
- Do not use mask that is split, disintegrated or with foreign objects.

#### **Precautions**

- Le produit est jetable, non stérile et valable trois ans. Avant utilisation, veuillez faire attention à la date d'expiration du produit. Ne pas utiliser après expiration.
- À usage unique, pas de réutilisation.
- Lorsque vous portez correctement un masque jetable, vous devez remplacer le masque lorsque vous sentez une odeur ou vous sentez essouffé; si le masque est endommagé, humide ou sale, vous devez le remplacer immédiatement.
- Les masques usagés doivent être éliminés conformément aux exigences des hôpitaux et des services de protection de l'environnement.
- Ne pas utiliser de masque fendu, désintégré ou contenant des corps étrangers.

#### **Precauzioni**

- Il prodotto è monouso, non sterile e valido per tre anni. Prima dell'uso, prestare attenzione alla data di scadenza del prodotto. Non utilizzare dopo la scadenza.
- Solo monouso. Non riutilizzabile.
- Quando si indossa correttamente una maschera usa e getta, è necessario sostituire la maschera quando si sente odore o si ha il fiato corto; se la maschera è danneggiata, umida o sporca, è necessario sostituirla immediatamente.
- Le maschere usate devono essere smaltite secondo i requisiti degli ospedali e dei dipartimenti di protezione ambientale.
- Non utilizzare maschere spaccate, disintegrate o con oggetti estranei.

#### **Upozornění**

- Výrobek je jednorázový, nesterilní a platí tři roky. Před použitím věnujte pozornost datu expirace produktu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Pouze pro jedno použití. Žádné opětovné použití.
- Při správném nošení jednorázové masky byste měli masku vyměnit, když cítíte zápach nebo máte dušnost; pokud je maska poškozená, vlhká nebo špinavá, měli byste ji okamžitě vyměnit.
- Použité masky by měly být zlikvidovány v souladu s požadavky nemocnic a oddělení ochrany životního prostředí.
- Nepoužívejte masku, která je roztržená, rozpadlá nebo s cizími předměty.

#### **Advarsel**

- Produktet er engangs, ikke-sterilt og gyldigt i tre år. Vær opmærksom på produktets udløbsdato inden brug. Brug det ikke efter udløb.
- Kun til engangsbrug. Genbrug.
- Når du bruger en engangsmaske korrekt, skal du udskifte masken, når du lugter af lugt eller har åndenød. Hvis masken er beskadiget, fugtig eller beskidt, skal du straks udskifte den.
- Brugte masker skal bortskaffes i overensstemmelse med kravene fra hospitaler og miljøbeskyttelsesafdelinger.
- Brug ikke maske, der er delt, disintegreret eller med fremmedlegemer.

#### **Kontraindikationen**

Das Produkt enthält Vliesstoffe. Bei Personen, die allergisch gegen Vliesstoffe sind, ist Vorsicht geboten.

#### **Contraindications**

The product contains non-woven fabrics. Use with caution to those who are allergic to non-woven fabrics.

#### **Contre-indications**

Le produit contient des non-tissés. À utiliser avec précaution pour les personnes allergiques aux non-tissés.

#### **Controindicazioni**

Il prodotto contiene tessuto non tessuto da utilizzare con cautela a chi è allergico ai tessuti non tessuti.

#### **Kontraindikace**

Výrobek obsahuje netkané textilie. Používejte opatrně u alergiků na netkané textilie.

#### **Kontraindikationer**

Produktet indeholder ikke-vævede stoffer. Brug forsigtighed til dem, der er allergiske over for ikke-vævede stoffer.

Importiert/Importer/Importateur  
Importatore/Dovozce/Importør:  
GreenSun Germany GmbH  
Max-Planck-Str.36  
61118 Bad Vilbel

